

下肢装具用継手の遊び量測定試験

足用装具または膝用装具に用いる継手の遊び量を評価いたします。

試験技術の概要

● JIS規格に準拠した、遊び量測定試験


上方で継手部を固定し、下方に静荷重を付与することで現れる継手の遊び量を評価いたします。
JIS T 9214、JIS T 9216 に準拠した試験条件に対応いたします。

試験規格	JIS T 9214 金属製下肢装具用足継手 9.5 から9.7 継手軸の遊び(がた)量の測定方法 JIS T 9216 金属製下肢装具用ひざ(膝)継手 9.1 継手部の遊び(がた)量の測定方法
試験環境	大気中、室温
試験	変形量測定試験

上記以外の条件はご相談ください。

測定試験の概略図

継手部の遊び(がた)量の測定



試験概略図